


試料の取り扱いについて (検査用採水ビンの注意事項)



2) 採水手順

- ・保冷剤の入ったアイスボックス等を用意する
- ・採取する人は手指を十分洗淨する
- ・管内に滞留している水を捨てるため、30秒ほど水を流す

採取する水で容器を2回程度すすぐ

容器のすすぎはしない

水を肩口まで入れ密栓する

採水後、直ちにアイスボックス等に収め、速やかに搬入する

2. 依頼書記載上の注意事項

- 1) 検査方法は厚生労働省から示されている公定法、または当試験所の方法によります。ご希望の方法がある場合はお申し出下さい。
- 2) 結果書発行後の記載事項等の変更はできません。予めよくご確認のうえご依頼下さい。
- 3) 至急等の際は検査料金が割り増しとなる場合がありますので、ご了承下さい。
- 4) 再発行は、発行後1年以内に限ります。なお、結果書発行番号末尾に「R」の記載がされます。
- 5) ご依頼された検体の情報及び結果は、依頼者の同意なしに他者へ報告することはありません。



【お問い合わせ先】

一般財団法人 青森県薬剤師会 食と水の検査センター

本部 / TEL: 017-762-3622 FAX: 017-762-3660

八戸支所 / TEL: 0178-71-2505 FAX: 0178-43-5119